

NEW

ergo™ РЕВОЛЮЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ



КОМФОРТ | МОЩНОСТЬ | БАЛАНС

CONMED™
L N V A T E C

ergo + Артропомпа 10k

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ

ergo

- Минимальный вес - 540 грамм (с кабелем)
- Увеличение на 39% (0,25 Н·м) крутящего момента повышает эффективность резекции
- Скорость вращения 12000 об./мин для быстрого снятия костной ткани
- Эргономичный дизайн облегчает работу хирурга
- Двухнаправленное введение лезвия обеспечивает гибкость в работе
- Механизм крепления лезвия задействуется одной рукой
- С помощью насадки Thorne 5/32" Chuck можно просверливать отверстия для стержня плечевого фиксатора



Консоль шейвера Advantage

- Возможность подключения до 24-х видов рукояток
- Возможность использования 2-х рукояток одновременно
- Постоянная скорость вращения фрезы вне зависимости от плотности обрабатываемой ткани
- Встроенная помпа для ирригации



Артропомпа 10k

- Интуитивная установка трубок одним действием
- Быстрая подготовка к работе
- Интегрированный крепеж для установки на штатив
- Возможность отображения текущих параметров на мониторе



Двухкнопочная рукоятка Ergo D4240



Бескнопочная рукоятка Ergo D4200



Насадка Thorne Chuck D9900

CONMED CORPORATION

ARTHROSCOPY • ELECTROSURGERY • ENDOSCOPY • ENDOSURGERY • GASTROENTEROLOGY • INTEGRATED SYSTEMS • PATIENT CARE • POWERED INSTRUMENTS • PULMONOLOGY

CONMEDTM
L I N V A T E C
ARTHROSCOPY • ENDOSCOPY • POWERED INSTRUMENTS

11311 Concept Boulevard

Largo, FL 33773-4908

Тел.: (727) 392-6464

Клиентская служба: 1-800-237-0169

Факс: +1 (727) 399-5256

+1 (727) 397-4540

e-mail: customer_service@linvatec.com

www.linvatec.com